

ПРОТОКОЛ ИТОГОВ

по объявлению

«Закуп расходного лабораторного материала»

Срок объявления: с 13.00 часов 03 июля 2023 года до 13.00 часов 11 июля 2023 года.

11.07.23г 13:00ч.

1. По объявлению «Закуп расходного лабораторного материала» от 03 июля 2023 года были предоставлены конверты следующих потенциальных Поставщиков:

№ п/п	Поставщик	Адрес	Дата и время принятия конверта
1	ТОО «MetaLab»	г.Костанай ул. А.П. Чехова, дом 105А	10.07.2023г в 11:00ч

2. Поставщики предоставили следующие ценовые предложения на поставку расходного лабораторного материала.

№ пп	Наименование товара	Ед.изм	ТОО «MetaLab»
1	ТТгiodothyronine (T3) - Набор реагентов для определения трийодтиронина (T3). Реагент применяется для количественного определения трийодтиронина (T3) в сыворотке крови человека или плазма in vitro на хемилюминесцентном иммунологическом анализаторе CM-180 . Набор для обнаружения трийодтиронина определяется конкурентным методом на основе хемилюминесцентного иммуноанализа. Реагенты : R1- представляет собой магнитную частицу, покрытую аналог трийодтиронина ; R2- помечен эфиром акридиния антитело к трийодтирону ; R3 — высвобождающий агент; Трийодтиронин аналоги конкурируют с трийодтиронином в образце за антитело к трийодтирону, меченное эфиром акридиния. Трийодтиронина содержание в пробе обратно пропорционально относительной световой единице (RLU), обнаруженный системой. R1- аналог трийодтиронина, покрытый магнитные частицы 0,02% ; R2- Трийодтиронин, меченый сложным эфиром акридиния антитело 0,2 мкг/мл ; R3 Высвобождающий агент 2 мг/мл . Точность: материал национального стандарта, относительное отклонение между испытательным значением концентрации и номинальным значением должно быть в пределах $\pm 10\%$. Линейный диапазон составляет 0.1ng/mL ~ 8ng/mL. Количество тестов в упаковке не более 50. Калибратор и контроль в наборе. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента.	набор	56925
2	Thyroxine (T4) - Набор для обнаружения тироксина (T4). Реагент применяется для количественного определения тироксина (T4) в сыворотке человека или плазма in vitro на хемилюминесцентном иммунологическом анализаторе CM-180 . Набор для определения тироксина определяют конкурентным методом на основе хемилюминесцентный иммуноанализ. Реагенты ; R1 – магнитные частицы, покрытые тироксином ; R2- представляет собой антитело к тироксину, меченное эфиром акридиния ; R3 — буферный раствор с антиаггезивом добавлен; аналоги тироксина конкурируют с тироксином в образце для ограниченного количества антител к тироксину, меченных сложным эфиром акридиния. Количество тироксина в пробе соответствует относительной освещенности единица (RLU) обратно пропорциональна. R1- Аналоги тироксина с магнитным покрытием частицы 0,02%; R2 - Антитела, меченные сложным эфиром акридиния, к тироксин 1 мкг/мл ; R3- Высвобождающий агент 2 мг/мл . Точность: материал национального стандарта, относительное отклонение между испытательным значением концентрации и номинальным значением должно быть в пределах $\pm 10\%$. Линейный диапазон составляет 0.3µg/dL ~30µg/dL . Количество тестов в упаковке не более 50. Калибратор и контроль в наборе. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента.	набор	56925
3	Thyroid Stimulating Hormone (TSH) -Набор для определения тиреотропного гормона (TТГ). Реагент применяется для количественного определения тиреотропного гормона (TТГ) в сыворотке или плазме человека in vitro на хемилюминесцентном иммунологическом анализаторе CM-180 . Набор для обнаружения ТТГ определяется сэндвич-методом с двойными антителами на основе иммунохемилюминесцентного анализа. Реагенты : R1- представляет собой покрытый стрептавидином магнитная частица ;R2 - представляет собой антитело к ТТГ, меченное эфиром акридиния ; R3 - представляет собой антитело к ТТГ, меченное биотином. Сложный эфир акридиния меченый биотином антитела к ТТГ реагируют с тестируемым образцом в щитовидной железе, стимулируют	набор	55200

	иммунную реакцию, а затем образуют антиген-антитело сложный. Содержание ТТГ в образце пропорционально световому блоку (RLU), обнаруженный системой. R1 -Магнитные частицы, покрытые стрептавидином 0,01%; R2,-Антитело к ТТГ, меченное эфиром акридиния 1 мкг/мл; R3- Меченое биотином антитело к ТТГ 1 мкг/мл. Точность: материал национального стандарта, относительное отклонение между испытательным значением концентрации и номинальным значением должно быть в пределах $\pm 10\%$. Линейный диапазон составляет 0,01 мкМЕ/мл ~ 150 мкМЕ/мл. Количество тестов в упаковке не более 50. Калибратор и контроль в наборе. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента.			
4	ОН Vitamin D -Набор для определения 25-гидроксивитамина D. Реагент применяется для количественного определения 25-гидроксивитамина D в сыворотке крови человека или плазма in vitro на хемилюминесцентном иммунологическом анализаторе CM-180 . Набор для обнаружения 25-гидроксивитамина D обнаружен конкурентами. Метод основан на иммунохемилюминесцентном анализе. Реагенты : R1 — стрептавидин магнитные частицы, R2 представляет собой меченое антитело к 25-гидроксивитамину D с эфиром акридиния, R3 представляет собой 25-гидроксивитамин D, меченный биотином, R4 и R5 — реагенты для предварительной обработки проб; 25- гидроксивитамин D, меченный биотином, конкурирует с 25-гидроксивитамин D в образцах с образованием меченого антитела к 25-гидроксивитамину D с эфиром акридиния и связывается с магнитными частицами по реакции между биотином и стрептавидином. Содержание 25-гидроксивитамина D в образце обратно пропорционален относительным световым единицам (RLU) обнаружены системой. R1 -магнитные частицы стрептавидина $\geq 0.03\%$; R2-Меченые антитела к 25-гидроксивитамину D с эфиром акридиния $\geq 10\text{ng/mL}$; R3 -25-гидроксивитамин D, меченный биотином $\geq 5\text{ng/mL}$; R4- дитиотреитол $\geq 0.5\text{g/L}$; R5- гидроксид натрия $\geq 20\text{g/L}$. Точность: относительное отклонение должно быть в пределах $\pm 15\%$. Линейный диапазон составляет 4,0 нг/мл ~70,0 нг/мл. Количество тестов в упаковке не более 50. Калибратор и контроль в наборе. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента. Concentrated Washing Buffer- Концентрированный промывочный буфер 1л. Концентрированный мощный буферный реагент используется на хемилюминесцентном иммунологическом анализаторе CM-180 для очистки реагентного зонда и трубки также для разведение проб и реагентов. Основные компоненты: Фосфатный буфер ~50 ммоль/л; ПАВ -1,5%. Объем 1л. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента.	набор		110400
5	Acid Trigger Reagent Кислотный пусковой реагент 500 мл/флакон. Кислотный триггерный реагент используется в реакциях хемилюминесцентного иммунологического анализатора CM-180 для обеспечения необходимого перекисы водорода для иницирования хемилюминесцентной реакции. Состав : Перекись водорода -1,3%; Азотная кислота ~0,007моль/л. Объем 500 мл. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента.	литр		25875
6	Alkaline Trigger Reagent -Щелочной триггерный реагент. Щелочной триггерный реагент используется в реакциях на хемилюминесцентном иммунологическом анализаторе CM-180 чтобы обеспечить необходимую щелочную среду для иницирования хемилюминесцентной реакции. Основные компоненты :Гидроксид натрия ~ 0,35 моль/л; ПАВ -2,5%. Объем 500 мл. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента	флакон		12075
7	Consumables (Cuvettes)- кюветы (реакционные пробирки). Кюветы (реакционные полистироловые к хемилюминесцентному иммунологическому анализатору CM-180 . Одноразовая измерительная кювета. Объем реакционной смеси максимально : 1400 мкл.Размер одной кюветы:14,4*7*39,6 мм. Есть дополнительные услуги: выезд сертифицированного специалиста для адаптации.	флакон		34500
8	Probe Conditioning Solution - Раствор для кондиционирования зонда. Раствор для кондиционирования зонда используется для обслуживания хемилюминесцентного иммунологического анализатора CM-180 и интегрирования системы серии CSM. Основной компонент : жидкость содержащий белок. Объем 2* 15 мл. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации.	набор		62100
9	Insulin(Ins) - Набор для обнаружения инсулина(Ins). Реагент применяется для количественного определения инсулина (Ins) в сыворотке человека или плазма in vitro на хемилюминесцентном иммунологическом анализаторе CM-180 . Набор для обнаружения инсулина определяется сэндвич-методом с двойными антителами на основе хемилюминесцентного иммуноанализа. Реагенты : R1- представляет собой магнитный барьер, покрытый антителами к инсулину частицы ; R2- представляет собой инсулиновые антитела, меченные сложным эфиром акридиния; R3 - это ПБС буфер. Магнитные частицы, покрытые антителами к инсулину, антитела к инсулину, меченные эфиром	шт		131100
10		набор		143175

	акридиния, реагируют с инсулином в образце, образуя комплекс антиген-антитело. Содержание инсулина в образце пропорциональна относительной единице освещенности (RLU), обнаруженной системой. R1- Магнитная частица, покрытая антителом к инсулину 0,01% ; R2-Антитело к инсулину, меченное эфиром акридиния 0,5 мкг/мл ; R3 -Буфер PBS 20 ммоль/л . Точность: материал национального стандарта, относительное отклонение между испытательным значением концентрации и номинальным значением должно быть в пределах $\pm 10\%$. Линейный диапазон составляет 1mU/L ~1000mU/L. Количество тестов в упаковке не более 50. Калибратор и контроль в наборе. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента.		
11	Probe Washing Buffer/Буфер для промывки зонда 20 мл. Буфер для промывки зондов используется для поддерживающей промывки хемилюминесцентного иммунологического анализатора CM-180 . Основные компоненты: Гипохлорит натрия . Перед использованием Probe Washing Buffer необходимо разбавить очищенной водой в соотношении 1 : 4 . Объем 20 мл. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента.	Набор	22425

3. Признать победителем по лотам:
- № 1-11

- ТОО «MetaLab».

Организатору закупок в течение трех календарных дней направить победителю подписанный договор закупок.



И.о. главного врача

Мухаметжанова М.Ж.